

AEDの取り出し易さを追求しました

実用新案  
申請済

# 両開き壁掛式屋内型AED収納ボックス AED110K



## AED REVERSAL AED BOX

今まで無かった発想!

左右どちらの開閉にするか、設置時に選択できます。



両開き壁掛式屋内型AED収納ボックス  
型番:AED110K

狭い場所でも  
邪魔にならない



BAD



隣にモノがあっても  
ぶつからない



左開き設置時

回転させることで  
開閉方向を決めて  
設置できます!



右開き設置時

※設置向きを確認後、購入者様でシール貼り付けなど行っていただけます。

## 仕様

寸法(単位:mm)	ボックス部分：H:455 W:420 D:200 (突起物を除く)
質量	7.5kg以下
特徴	設置時に扉の右開き/左開きの選択が可能
警告ブザー	扉開時:ブザー鳴動 扉閉時:ブザー停止 ブザー音量:100db(単4電池2本使用)
付属品	シール3枚(正面用×1 側面用×2)、天面穴キャップ×4
固定方法	背面12φ×4の穴を利用し、アンカーボルト等で壁面固定
標準小売価格(税別)	¥19,800

## 各オプション

※オプションの他、機能追加のご要望につきましてはお気軽にご相談下さい。  
※キースイッチの制御内容につきまして、仕様の変更等ご要望がございましたら別途ご相談下さい。

品名	型番	用途/仕様	標準小売価格(税別)
コーナガード	AED110G	AED110Kの表面4角をPVC製のコーナガードにより保護	¥2,000
AED固定バンド	AED110L	AEDを面ファスナーバンドにより転倒落下防止	¥2,400
パトランプ	AED110P	扉開時:ブザー鳴動と共にパトランプ点滅 扉閉時:ブザー停止と共にパトランプ消灯 ※パトランプと付属ドアスイッチ取付に伴いブザーが通常品とは異なります。 ※単3電池8本使用します。	¥19,800
キースイッチ	AED110Q	ON時:警告ブザー通常動作 OFF時:警告ブザー動作せず ※キースイッチと付属ドアスイッチ取付に伴いブザーが通常品とは異なります。 ※単3電池8本使用します。	¥19,800
パトランプ + キースイッチ	AED110PQ	上記パトランプとキースイッチの両機能搭載	¥32,000

## 各オプション外観

※製品のデザイン、仕様などが変更となる場合がございます。



パトランプ



コーナガード



AED固定バンド



キースイッチ

企画・製造

**ID** 飯田電子設計株式会社 [www.i-da.co.jp](http://www.i-da.co.jp)

本社 〒174-0071  
東京都板橋区常盤台1-38-9  
TEL : 03-3968-4455 FAX : 03-3968-4420  
mail: info@i-da.co.jp

福島工場 〒966-0902  
福島県喜多方市松山町村松字上原2483-5  
TEL : 0241-23-1925 FAX : 0241-24-2419

● お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ