

AEDを水や埃から守る!

# 防水防塵機能付き屋外型AED収納ボックス AED150K / AED150KB



扉を開けると警報が鳴ります

安心と機能を兼ね備えた  
AED収納ボックス!

どんな  
構造?

防塵防水性能はIP43級をクリアの  
あんしん設計

どんな  
効果?

AED保管温度はAEDの機能に  
依存することでコストダウンを実現!

※収納するAEDの保管温度の仕様をご確認ください。  
※真夏の直射日光による庫内の発熱にご注意ください。

どんな  
メリット?

当社屋外型AED収納ボックス  
ラインナップで最小最軽量を実現!

※全メーカーのAEDを収納可能



防水防塵機能付き  
自立式屋外型AED収納ボックス  
型番:AED150KB



防水防塵機能付き  
壁掛式屋外型AED収納ボックス  
型番:AED150K

## 仕様

	AED150K	AED150KB
タイプ	壁掛式	自立式
価格(税別)	¥68,000	¥138,000
寸法(単位:mm) ※突起部を除く (注1)	ボックス部分 : H460 W400 D200	ボックス部分 : H460 W400 D200 スタンド部分 : H750 W400 D200 土台部分 : H50 W500 D500
質量	7.5kg以下	25kg以下
AC100V電源	不要	不要
塗装仕上	本体 : スチール製 下地 : カチオン電着塗装 表面 : 粉体焼付塗装	本体 : スチール製 下地 : カチオン電着塗装 表面 : 粉体焼付塗装
AED保管温度(低温)	AED本体に依存	AED本体に依存
AED保管温度(高温)	AED本体に依存	AED本体に依存
警告ブザー	扉開時 : ブザー鳴動 扉閉時 : ブザー停止 ブザー音量 : 100dB (単4電池2本使用)	扉開時 : ブザー鳴動 扉閉時 : ブザー停止 ブザー音量 : 100dB (単4電池2本使用)
固定方法	壁面アンカーボルト固定	床面アンカーボルト固定
防水防塵性能	IP43級	IP43級

注 デザイン、仕様により寸法が変更になる場合があります。

## 性能試験

### 防水試験 IPX3

鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴から製品を守る「防雨形」をクリアしています。

※散水装置を用いて、各散水口あたり0.07L/minの水量で鉛直方向から両側60°までの角度で10分間散水を行い、浸水がないことを確認しています。

### 防塵試験:IP4X

直径1mm以下の異物進入から製品を守る防塵等級をクリアしています。

※直径1.0mmの試験棒を用いて製品内部に侵入しないことを確認しています。

## AED150KB施工方法



企画・製造

**ID** 飯田電子設計株式会社 <https://i-da.co.jp>

本社 〒174-0071  
東京都板橋区常盤台1-38-9  
TEL : 03-3968-4455 FAX : 03-3968-4420  
mail: info@i-da.co.jp

福島工場 〒966-0902  
福島県喜多方市松山町村松字上原2483-5  
TEL : 0241-23-1925 FAX : 0241-24-2419

● お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ