

自立式木製AED収納ボックス AED-120KB-D

MDF材
使用

繊維状にした木材を主原料として
作られた環境に優しい
サステナブルな素材です

高強度

天然木に比べ「反り」や「割れ」に
強く耐久性にすぐれた材質です

固定
不要

アンカー固定が不要なため
様々な場所に設置可能

角R
仕上げ

お客様の安全性を考えた
角R仕上げ



角R仕上げ



備品収納可能



レベル調整可能



自立式木製AED収納ボックス
型番:AED-120KB-D

材質の関係上色味や触感には個体差があります。
水分に弱い材質のため湿気の多い場所への設置はお控えください。
メンテナンスの際は水拭きはせず乾いた布をご使用ください。

仕 様	
タイプ	自立式(組立品)
価格(税別)	¥53,000
材質	木製(MDF材)
寸法(単位:mm)	外寸: H780×W380×D400 AED 収納ボックス内寸: H370×W350×D176 備品収納ボックス内寸: H344×W350×D176
質量	11kg未満
警告ブザー	扉開時: ブザー鳴動 扉閉時: ブザー停止 ブザー音量: 100db(単4電池2本使用)
固定方法	ボックスのみで自立可能

※収納部分に重石を入れることで自立性能の向上につながります。ご希望の際はご相談ください。

企画・製造

ID 飯田電子設計株式会社 <https://i-da.co.jp>

※商品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

本 社 〒174-0046
東京都板橋区蓮根1-8-23
TEL: 03-3968-4455 FAX: 03-3968-4420
mail: info@i-da.co.jp

福島工場 〒966-0902
福島県喜多方市松山町村松字上原2483-5
TEL: 0241-23-1925 FAX: 0241-24-2419

● お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ