

桐の温もりを活かした和モダンテイスト

桐製屋内型 AED収納ボックス


AED-130K-C

軽くて優しい
桐製ボックスです

塗装や印字などお客様の
ご要望に応じて製作します



正面：格子加工



側面：組子細工



1台1台手仕事で仕上げる
完全受注生産となります



各面と持手はお客様の安全を考慮し
角R仕上げとなっております



設置場所に合わせた塗装やオリジナルの
印字も対応いたします

※完全受注生産品のためデザイン/色合いなどオーダーにより異なります。

基本仕様

タイプ	壁掛式
材質	木製(桐製)
寸法(単位:mm)	外寸:H400 W380 D200 内寸:H370 W350 D176
質量	2.5kg未満
警告ブザー	扉開時:ブザー鳴動 扉閉時:ブザー停止 ブザー音量:100db(単4乾電池2本使用)
固定方法	背面穴12φ×4の穴を利用しアンカーボルト等で壁面固定

カスタマイズ例

塗装	透明塗装:ツヤ感が増し手触りも滑らかになります その他塗装:設置場所に応じた色指定にも対応いたします 塗装なし:桐本来の風味が強く和モダンな印象をあたえてくれます
レーザー印字	ボックス正面/側面に印字が可能です AEDの表記だけでなく社名や建物名などオリジナルの印字も対応いたします
格子加工	ボックス正面窓部分に格子加工を施し「和」の印象を強めます 太さや本数などご相談ください
組子細工	ボックス両側面に組子細工を施します またワロン紙を挟むことでホコリ等の侵入を防ぎます
持手	面取りをしたりくり抜き仕様となります ご希望に応じて凸タイプの持手も製作可能です

カスタマイズ一例



カスタマイズ一例

塗装	透明塗装
レーザー印字	正面/側面
正面窓	格子加工
両側面	組子細工
持手	くり抜き仕様

※オリジナルの印字をご希望の際はお客様に印字データをご用意いただきます
※その他ご要望についてもお気軽にご相談ください

料金について

本製品はお客様のご要望に沿って製作いたします完全受注生産となります
オーダー内容によって金額は変動いたしますため都度御見積とさせていただきます

企画・製造

ID 飯田電子設計株式会社 <https://i-da.co.jp>

※商品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

本社 〒174-0046
東京都板橋区蓮根1-8-23
TEL : 03-3968-4455 FAX : 03-3968-4420
mail: info@i-da.co.jp

福島工場 〒966-0902
福島県喜多方市松山町村松字上原2483-5
TEL : 0241-23-1925 FAX : 0241-24-2419

● お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ