

角R仕上げの小型屋内ボックス

両開き木製AED収納ボックス AED-120K-D



MDF材
使用

繊維状にした木材を主原料として作られた
環境に優しいサステナブルな素材です

高強度

天然木に比べ「反り」や「割れ」に強く
耐久性にすぐれた材質です

小型
サイズ

小型サイズで様々な場所に設置可能

角R
仕上げ

お客様の安全性を考えた角R仕上げ

材質の関係上色味や触感には個体差があります。
水分に弱い材質のため湿気の多い場所への設置はお控えください。
メンテナンスの際は水拭きはせず乾いた布をご使用ください。

| 仕様 | |
|-----------|--|
| タイプ | 壁掛式 |
| 価格(税別) | ¥19,800 |
| 材質 | 木製(MDF材) |
| 寸法(単位:mm) | 外寸: H400 W380 D200 内寸: H370 W362 D176 |
| 質量 | 4.4kg未満 |
| 警告ブザー | 扉開時: ブザー鳴動 扉閉時: ブザー停止 ブザー音量: 100db(単4電池2本使用) |
| 固定方法 | 背面12φ×4の穴を利用しアンカーボルト等で壁面固定 |

両開き木製AED収納ボックス
型番:AED-120K-D

角R仕上げ

企画・製造

ID 飯田電子設計株式会社 <https://i-da.co.jp>

※商品の色合いは、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

本 社 〒174-0046
東京都板橋区蓮根1-8-23
TEL : 03-3968-4455 FAX : 03-3968-4420
mail: info@i-da.co.jp

福島工場 〒966-0902
福島県喜多方市松山町村松字上原2483-5
TEL : 0241-23-1925 FAX : 0241-24-2419

● お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ