

AEDの取り出し易さを追求しました

実用新案
申請済

両開き屋内型AED収納ボックス AED110K2 / AED110KB2



AED REVERSAL AED BOX

今まで無かった発想!



両開き壁掛式屋内型AED収納ボックス
型番:AED110K2




両開き自立式屋内型AED収納ボックス
型番:AED110KB2

組み合わせは自由自在!

備品収納可能



レベル調整可能



扉左開き



上下入れ替え



扉右開き

仕様

	AED110K2	AED110KB2
タイプ	壁掛式	自立式(組立品)
価格(税別)	¥19,800	¥53,000 完成品の発送をご希望の場合は組立費用として別途¥5,200頂戴します
寸法(単位:mm) 突起物を除く アジャスターを除く	H455 W420 D200	AED収納ボックス:H455 W420 D200 備品収納ボックス:H455 W420 D200 土台:H20 W420 D400 全長サイズ:H930
質量	7.5Kg以下	20Kg以下
特徴	設置時に扉の右開き/左開きの選択が可能	設置時に扉の右開き/左開き、AED収納ボックス/備品収納ボックスの上下選択、アジャスターによりレベル調整可能
固定方法	背面12φ×4の穴を利用し、アンカーボルト等で壁面固定	ボックスのみで自立可能 JIS C6950-1規格をクリア
付属品	ステッカー×3 天面穴キャップ×4	ステッカー×3 天面穴キャップ×4 背面穴キャップ×4 組立用ビス×1式
警告ブザー	扉開時:ブザー鳴動 扉閉時:ブザー停止 ブザー音量:100db (単4電池2本使用) 警告ブザーの電池は1年を目安に交換してください	
塗装色	ホワイトグレー	

※完成品の発送をご希望の場合は扉の向き、AED収納ボックス/備品収納ボックスの上下を指定していただきます。

※収納部分に重石を入れることで自立性能の向上につながります。ご希望の際はご相談ください。

各オプション

品名	型番	用途/仕様	標準小売価格(税別)
コーナガード	AED110G	ボックス部分の4角をPVC製コーナガードにより保護	¥2,000
バトランプ	AED110P	扉開時:ブザー鳴動と共にバトランプ点滅 扉閉時:ブザー停止と共にバトランプ消灯 ※ブザーが標準品とは異なります(単3電池8本使用)	¥19,800
キースイッチ	AED110Q	ON時:警告ブザー通常動作 OFF時:警告ブザー動作せず ※ブザーが標準品とは異なります(単3電池8本使用)	¥19,800
バトランプ + キースイッチ	AED110PQ	上記バトランプとキースイッチの両機能搭載 ※ブザーが標準品とは異なります(単3電池8本使用)	¥32,000
AED固定バンド	AED110L	AEDを面ファスナーバンドにより転落落下防止	¥2,400

※キースイッチの制御内容、その他機能追加等のご要望につきましては別途ご相談ください。

※オプションの仕様は購入時期により異なる場合がございます。

各オプション外観




コーナガード



バトランプ



キースイッチ



AED固定バンド

商品の色合いは実物とは多少異なる場合がありますので予めご了承ください。
商品のデザイン・仕様・外観・価格が予告なく変更する場合がございますのでご了承ください。

その他設置例



土台を外して背面を壁面に固定



アジャスターにZ金具を付けてアンカー固定

企画・製造

ID 飯田電子設計株式会社 www.i-da.co.jp

本社 〒174-0046
東京都板橋区蓮根1-8-23
TEL : 03-3968-4455 FAX : 03-3968-4420
mail: info@i-da.co.jp

福島工場 〒966-0902
福島県喜多方市松山町村松字上原2483-5
TEL : 0241-23-1925 FAX : 0241-24-2419

● お問い合わせ、ご用命は下記の代理店・販売店へどうぞ